


Одягання ЗІЗ*



Халат



Правильно надягнений
респіратор N95



Захисний
екран



Рукавички

*Необхідні ЗІЗ залежатимуть від
необхідного рівня ізоляції.
Змінійте ЗІЗ і порядок дій відповідно.

Халат, N95

1 Обробіть руки.

2

- **Вдягніть** халат.
- Поли халата **мають бути спрямовані вбік** спини.
- **Зав'яжіть** халат **ззаду**.

3

- **Надягніть N95** і перевірте прилягання.
- **Переконайтеся**, що лямки не перетинаються.

Перевірка прилягання N95

4

- Щоб перевірити прилягання, **дотримуйтеся вказівок виробника**.
- **НЕ входьте в палату**, якщо респіратор не прилягає належним чином.

Захисний екран, рукавички, вхід у палату

7

- **Надягніть** захисний екран.

8

- **Надягніть** рукавички поверх манжетів халата.

Щоб рукавички закривали манжети халата й зап'ястки, вам, можливо, доведеться відгорнути манжети вниз.

9

УВІЙДІТЬ У ПАЛАТУ

10

НЕ торкайтесь обличчя.

ОБРОБІТЬ руки, перш ніж торкатися захисного екрана чи поправляти його, а також після цього. Вийдіть із палати, щоб поправити N95.

Знімання ЗІЗ*



Рукавички



Халат



Захисний
екран



Правильно
надягнений
респіратор N95

*Необхідні ЗІЗ залежатимуть від необхідного рівня ізоляції. Змінійте ЗІЗ і порядок дій відповідно.

Халат, рукавички

1 **Перебуваючи в палаті, станьте біля виходу.**

- Перехрестіть руки й **візьміться** за плечі.
- **Контрольованими** рухами зніміть халат.

*Описано дії для одноразового халата. Метод знімання іншого виду ЗІЗ (халата, що переться) може відрізнятися.

2

- **Згорніть** халат до рук.
- **Зніміть** рукавички разом із халатом.
- **Викиньте** рукавички та халат.

3

Обробіть руки. Вийдіть із палати.

Захисний екран, респіратор N95

4

Одноразовий захисний екран

- **Зніміть і викиньте** захисний екран.

НЕ торкайтесь обличчя.

Багаторазовий захисний екран

- **Покладіть** на стіл серветку.
- **Зніміть** захисний екран і **покладіть** на серветку.

НЕ торкайтесь обличчя.

5

Обробіть руки.

6

- **Візьміть** нижню лямку й **перекиньте** її через голову.

Лямки НЕ мають торкатись обличчя.

7

- **Візьміть** верхню лямку, **перекиньте** її через голову й **викиньте** N95.

Знімаючи респіратор N95, НЕ торкайтесь його передньої частини.

8

Обробіть руки.

Обробка багаторазового захисного екрана

9

- **Протріть** захисний екран. **Виконайте антисептичну обробку** в такому порядку:

Надягніть чисті рукавички.

Внутрішня сторона екрана.

Стрічка для фіксації.

Зовнішня сторона екрана.

10

- Дайте захисному екрану **висохнути** й **покладіть** на зберігання.

11

- **Протріть** стіл.

12

- **Зніміть** рукавички.

13

- **Помийте** руки водою з милом або **обробіть** антисептиком.